Microondas

Alejandro Hernández A.* and Daniel Sánchez M.**

Departamento de Física

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

(Dated: 15 de octubre de 2015)

Este informe presenta los datos obtenidos al medir la intensidad de las micoondas recibidas en distintas configuraciones de una fuente emisora y un receptor. Básicamente, se trataron de verficar diversos conceptos vistos en el curso de **ONDAS Y FLUIDOS** tales como la ley de reflexión, la ley de Snell, ondas estacionarias y patrones de interferencia. Entre los resultados notables cabe mencionar el ínidice de refración del estireno, para el cual se halló un valor de $n_{exp} = 1,41 \pm 0,08$ con un error porcentual de 11 % con respecto al valor teórico $n_{teo} = 1,59$. Los demás resultados y todos los comentarios de los mismos se muestran en la sección de **RESULTADOS Y ANÁLISIS**.

Conceptos clave: Microondas, reflexión, refracción, leyes de Snell, ondas estacionarias, patrón de interferencia.

I. INTRODUCCIÓN

Las leyes de Maxwell, junto con la ley de Lorentz describen completamente la teoría electromagnética clásica. Precisamente, la existencia de las ondas electromagnéticas, de las cuales las microondas forman parte del espectro de alta frecuencia, fueron predichas por Maxwell en el año de 1864 a partir de las susodichas 4 ecuaciones de Maxwell. Por su parte, la verificación experimental de las mismas se dio en el año de 1888 cuando Heinrich Rudolf Hertz demosstró la existencia de las ondas electromagnéticas mediante la contrucción de un aparato para generar y detectar ondas de radiofrecuencia, que consistía básicemtne de un oscilador (generador de ondas) y de un resonador (receptor).

Allende de lo mencionado anteriormente, a partir de las leyes de Maxwell se pueden deducir dos de las leyes más famosas de la óptica, a saber, la ley de reflexión²:

$$\theta_I = \theta_R \tag{1}$$

y la ley de refracción, usualmente aludida como ley de Snell en honor a su descubridor, el matemático holandés Willebrord Snel van Royen²:

$$n_1 \sin \theta_I = n_2 sin\theta_T \tag{2}$$

Donde θ_R, θ_T hacen referencia a los ángulos de reflexión y refracción respectivamente, los cuales, al igual que el ángulo de incidencia, están definidos con respecto a la normal de la superficie de incidencia, por lo que solo pueden tomar valores en $[0,\frac{\pi}{2})$. Por otra parte, el índice de refracción n se define como la razón entre la velocidad de la luz y la velocidad en el medio actual, y está relacionado con la densidad óptica del medio:

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}} \tag{3}$$

Donde ϵ , μ representan, respectivamente, la permitividad eléctrica y le permeabilidad magnética del medio, mientras que ϵ_0 , μ_0 respresentan las mismas cantidades pero para el vacío. Cabe resaltar que la ley del plano de incidencia, la cual establece que el rayo incidente, el reflejado y el transmitido se encuentran en un mismo plano que es perpendicular a la interfaz, es la que permite caracterizar completamente las direcciones del fenómeno de refracción y reflexión solo con los tres ángulos mencionados previamente.

De la ley de refracción cabe resaltar que si el medio de incidencia es más denso ópticamente que el medio de transmisión, existirá un ángulo de incidencia en el intervalo $[0,\frac{\pi}{2})$, tal que el ángulo de refracción tenga que ser exactamente $\frac{\pi}{2}$ para poder satisfacer la ley de Snell. Esta relación se expone en la ecuación (??). Con un posterior análisis sobre los coeficientes de transmisión y reflexión, que indican qué tanta luz se refleja y qué tanta luz se transmite, se puede concluir que para ángulos menores a este ángulo crítico, toda la luz es reflejada, y nada se transmite al otro medio. En estos casos, el ángulo de transmisión tendría que ser mayor a $\frac{\pi}{2}$ o menor a 0, lo cual no cumple lo asumido por la ley del plano de incidencia. Este es el principio sobre el cual se basa el funcionamiento de la fibra óptica. Aquí, la fibra es tan delgada que el ángulo de incidencia siempre es menor que el ángulo crítico, por lo que siempre se da la reflexión interna total y no se pierde luz por transmisión.

$$\sin \theta_{Icrit} = \frac{n2}{n1} \sin \frac{\pi}{2} < 1 \tag{4}$$

Ahora bien, para un conductor perfecto el campo en su interior es nulo², dado que cualquier campo que se intente aplicar, moverá las cargas en la superficie del conductor de tal manera que lo anule. En este sentido, si se tiene una rejilla de un material conductor, se puede puede dejar pasar campo eléctrico solo en la dirección de la rejilla, dado que la componente del campo que no sea paralela, encontrará el conductor y se anulará. En

este sentido, con una rejilla metálica se puede polarizar una onda electromagnética.

Si se se tiene luz polarizada incidente a un polarizador con un desfase en la dirección de polarización dado por θ_1 respecto a la luz incidente, teniendo en cuenta que solo puede pasar la componente de campo eléctrico paralela al polarizador, la intensidad de la luz recibida estará dada por:

$$I = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^{\parallel^2} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 \cos^2 \theta_1 \propto \cos^2 \theta_1$$
 (5)

Si se pone otro polarizador en medio de estos dos, con desfase θ_2 con respecto a la luz incidente, la intensidad estará dada al aplicar 5 dos veces, teniendo en cuenta que el desfase entre los dos polarizadores es $\theta_1 - \theta_2$:

$$I = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \cos^2 \theta_2 \cos^2 (\theta_1 - \theta_2) \propto \cos^2 \theta_1 \cos^2 (\theta_1 - \theta_2)$$
 (6)

Cabe aclarar que si la luz incidente es perpendicular al polarizador, si solo tenemos en cuenta un polarizador, $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ entonces la onda transmitida tendrá intensidad nula. sin embargo, si ponemos otro polarizador en medio, tendremos de forma general $\theta_1 - \theta_2 \neq \frac{\pi}{2}$ por lo que la onda transmitida no necesariamente tendrá intensidad nula.

Aparte de lo mencionado anteriormente, otro experimento que se realizó durante la práctica fue el de doble rendija. Si se hace incidir luz monocromática coherente sobre una placa conductora (no deja pasar luz) con una rendija doble con una separación d, se observará un patrón de difracción. Este patrón ondulatorio se debe al principio de superposición del campo electromagnético, el cual dice que el campo electromagnético en un punto debido a dos fuentes es la suma de los campos producidos por cada fuente por separado en dicho punto². Debido a esto, si consideramos ondas, la suma de ambos campos es dependiente de la fase. Si se hace un análisis de los caminos que toman las ondas que pasan por cada una de las rendijas se llegará a la conclusión de que la interferencia destructiva se da cuando:

$$d\sin\theta = n\lambda\tag{7}$$

Donde θ se refiere al ángulo respecto al centro de la rejilla de difracción donde se toma la medida de intensidad de la luz.

Con el experimento de la doble rendija se puede introducir al campo de la interferometría, donde se busca medir distancias del orden de la longitud de onda con la que se trabaja, al mirar la patrones de interferencia o simplemente la distancia entre los máximos o mínimos que ocasiona la superposición de dos haces de luz que han tomado caminos diferentes. El principio de interferencia

por diferencia de fases de haces de luz es el principio detrás de experimentos importantes actuales como los detectores de ondas gravitacionales, y de experimentos que hicieron historia como el de Michelson-Morley.

Una de las formas de hacer interferometría con ondas esféricas es el espejo de Lloyd. En dicho experimento se tiene un material conductor paralelo a la dirección emisor-receptor, situado a mitad de camino entre estos dos instrumentos, cuya distancia perpendicular se puede variar para provocar interferencia entre la onda que se refleja en el conductor y la onda que toma el camino emisor-receptor. Un análisis sencillo de la diferencia de caminos, asumiendo que la onda se propaga esféricamente, nos dice que hay interferencia constructiva cuando se tiene:

$$D - 2\left(d^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} = n\lambda \tag{8}$$

Donde D es la distancia del receptor al emisor, d es la distancia del espejo al centro de la trayectoria, λ es la longitud de onda de la luz incidente, y n es un entero.

De este experimento de interferometría se puede notar claramente que la condición de interferencia no es lineal, y que además, al alejar el espejo, se disminuye la intensidad de la onda que se refleja (asumiendo que se propaga esféricamente), lo cual altera un poco la condición de interferencia.

Un experimento de interferometría que no es afectado por estos factores de no linealidad y de variación de la intensidad, es el interferómetro de Michelson y el de Fabry-Perot. Estos interferómetros trabajan bajo el mismo principio y lo único que los diferencia es el ordenamiento espacial de los elementos. El experimento de Michelson es mostrado en la figura 10 y consiste en superponer dos haces de luz que han tomado distintos caminos con la ayuda de un material semi-transparente. El de Fabry-Perot es análogo (figura 9, sin embargo, los materiales semi-transparentes no están dispuestos a 45° sino en medio del receptor y el transmisor. En este caso, la relación de interferencia para máximos es simple de deducir y simple en general:

$$d = n\frac{\lambda}{2} \tag{9}$$

Donde d es la distancia a la que se corre el receptor o el emisor , entre dos máximos o mínimos.

De esta manera, muchos otros fenómenos ópticos pueden ser caracterizados con la teoría electromagnética clásica, sin embargo, no es objetivo de este informe describirlos todos .

II. MONTAJE EXPERIMENTAL

En general el montaje consistía de un emisor, un receptor y un goniómetro que se ubicaron en distintas configuraciones para realizar los diversos experimentos sugeridos en la guía proporcionada para la práctica. Los elementos más importantes del mismo semuestran en la figura⁴ 1 Es preciso aclarar que no se realizaron todos los experimentos puesto que no se disponía de toda la indumentaria necesaria para la realización de los mismos. Los experimentos que no se realizaron se mencionan a continuación:

- Experimento 9: Fiber Optics
 No se disponía de las "tubular plastic bags".
- Experimento 12: Bragg Difraction

 No se disponía del cubo que generaba la difracción de las ondas.



Figura 1: Montaje experimental usado en la práctica.


El montaje específico para cada uno de los experimentos se describe a continuación.

A. Reflexión de Microondas

Para esta manipulación, se configuró el montaje que se muestra en la figura 5 2.

A continuación, dejando el emisor de ondas fijo, a un ángulo de 45^o con respecto a la normal del reflector, se procedió a mirar para qué ángulo el receptor mostraba una señal máxima. Se encontró que 45^o era el máxmimo de la señal. Esto se hizo para verificar el montaje.

Acto seguido, la intensidad del receptor se ajustó en 30X para asegurarse de detectar las más pequeñas variaciones, y se procedió a mover el ángulo incidente desde 20° a 90°. El receptor se movió angularmente hasta detectar un máximo. De allí se pudo inferir la relación entre el ángulo incidente y el ángulo reflejado.






Figura 2: Montaje experimental para la refelxión de microondas

Debe anotarse que dado que la onda son esféricas, hay una medición extra dado que la onda recibida por detector no es sólamente la reflejada sino también se suma una porción directamente proveniente del emisor.

B. Refracción a través de un prisma


Para esta manipulación se configuró el montaje mostrado en la figura⁶ 3. El compartimiento triangular del centro actuaba como prisma.

En primer lugar, se procedió a determinar la influencia de este material en la señal del receptor y una vez demostrado que la diferencia era prácticamente nula, se rellenó el interior del prisma con partículas de estireno.

Con el emisor de ondas fijo, se procedió a mover el detector hasta detectar un máximo en la señal. Se denota, θ el ángulo que marca directamente el detector con el goniómetro.

Una vez hallado este ángulo, con el diagrama de la figura 3 se pueden determinar los ángulos incidente y refractado y así hallar el coeficiente de refracción del estireno por medio de la Ley de Snell.

En este caso, el medio incidente es el estireno.






Figura 3: Montaje experimental para la refracción por un prisma.

C. Polarización

Este experimento⁶ tuvo dos partes. En primer lugar, el montaje consistía en el que se muestra en la figura⁶ 4 con la excepción de que no había una rejilla de polarización en el medio. Con esto, receptor y emisor frente a frente se procedió a mover el cuerno del detector de ondas dejando el receptor fijo. De esta manera, las ondas producidas impactarían el detector con diferentes ángulos de polarización.




Figura 4: Montaje experimental para la primera manipulación de polarización.

Se midieron así, en aumentos de 5^o las señales recibidas para un rango de ángulos de polarización entre 0^o y 90^o .

En la segunda parte se prepararon el emisor y el receptor con direcciones paralelas de polarización, se incluyó la rejilla de polarización imitando el montaje en la figura 6 5, y esta se ubicó en ángulo de $0^o,22,5^o,45^o$, $67,5^o$ y 90^o con respecto al ángulo del emisor. Luego se se repitieron las medidas para $0^o,45^o$ y 90^o , esta vez configurando el emisor y el receptor en direcciones perpendiculares de polarización.




Figura 5: Montaje experimental para la segunda manipulación de polarización.

D. Interferencia de doble rendija


En este experimento se armó el montaje mostrado en la figura 6 6. Dejando el emisor de ondas fijo, se movió el detector a través del ángulo θ mostrado en la figura. Para un barrido de este ángulo entre 0^o y 85^o en aumentos de 5^o , se anotó el valor de la intensidad detectada por el receptor.

Se repitieron las medidas cambiando la distancia de separación entre rendijas.

E. Ondas estacionarias

Para medir ondas estacionarias se utilizó como reflector el detector mismo. Se ubicaron frente a frente ambos equipos como se muestra en la figura⁶ 7.

A continuación, se ubicó el detector en donde éste mostrara la lectura de un máximo, y acto seguido se procedió a deslizar el detector hacia atrás. En dos manipulaciones diferentes, se contaron 20 y 30 máximos respectivamente y se procedió a determinar λ con la fórmula para los máximos de una onda estacionaria, la cual es la misma condición presentada en la ecuación (9).






Figura 6: Montaje experimental para la interferencia de doble rendija





Figura 7: Montaje experimental para la medición de ondas estacionarias

F. Espejo de Lloyd

Para determinar λ se utilizó también el montaje del espejo de Lloyd mostrado en la figura 8. En este caso el receptor mostrará una señal máxima cuando ambos caminos recorridos por la onda emitida estén en fase.

Para medir este fenómeno se dejan reflector y emisor fijos, separados a una distancia idéntica desde el centro del sistema y se desplaza el reflector hacia atrás.

En primer lugar, debe ubicarse el reflector en el






Figura 8: Montaje experimental para el espejo de Lloyd

primer mínimo que sea posible detectar y acto seguido desplazarlo hacia atrás hasta encontrar cuando menos 10 mínimos de intensidad. De esta forma, la diferencia de caminos debe cumplir la ecuación (8) para producir interferencia constructiva

La medición se realizó dos veces para diferentes separaciones entre emisor y receptor.

G. Interferómetro de Fabry-Perot

En este caso se recreó el interferómetro de Fabry-Perot, haciendo uso del montaje mostrado en la figura 9. Durante esta manipulación se pretendía encontrar la longitud de onda así que se procedió de manera similar al experimento de ondas estacionarias y al espejo de Lloyd.

Dejando el emisor fijo se ubicó el receptor en un mínimo. Acto seguido, se procedió a mover el mismo hacia atrás hasta haber pasado por n mínimos de intensidad. Así pues, con la fórmula 9, se determinó la longitud de onda.




Figura 9: Montaje experimental - Interferómetro de Fabry-Perot

H. Interferómetro de Michelson

En este experimento se trató de recrear el experimento de Michelson-Morley con microondas, haciendo uso del montaje mostrado en la figura 10.




Figura 10: Montaje experimental para el interferómetro de Michelson

Se ubicó el detector en el mínimo más cercano encontrado con respecto al centro del sistema y se procedió a deslizar el equipo hacia atrás contando mínimo diez mínimos de intensidad. Con una fórmula similar a las utilizadas anteriormente, se determinó λ .

La fórmula utilizada es la misma que para el interferómetro de Fabry-Perot.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Reflexión de Microondas

Los datos obtenidos se muestran en la tabla I.

Al mover el ángulo de incidencia, la máxima señal recibida también cambiaba. Al final, se encontró, como se esperaba por la teoría electromagnética, que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son el mismo con un error de 2^o en promedio para cada medida.

Es preciso notar que para valores grandes, las mediciones se atrofiaban puesto que se estaba recibiendo, principalmente, la onda directamente en lugar de una proción reflejada. Este fenónemo es especialmente notable desde el ángulo de 50° .

Tabla I: Reflexión.

$\theta_I \ (\pm 1^o)$	$\theta_R \; (\pm 1^o)$
20	20
30	31
40	40
50	50
60	55
70	57
80	80
90	90

B. Refracción a través de un prisma

En primer lugar, para tomar en cuenta la refracción causada por el triángulo, se demostró que éste no hacía mayor cambio en la señal recibida. Así pues, se procedió a determinar el índice de refracción del estireno.

Para la máxima lectura, se tuvo $\theta=10\pm1^o$. Por la configuración misma del sistema, se tiene que en el diagrama de la figura 3, $\theta_1=\phi=20\pm1^o$, siendo ϕ el ángulo menor del triángulo que conforma el prisma.

Así, se tiene que $\theta_2 = \theta_1 + \theta = 30 \pm 1^o$. Asumiendo el ínide de refracción del aire como 1, se tiene con la ecuación 2:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = 1,462 \pm 0,08 \tag{10}$$

De esta manera, puesto que $n_2=1$, encontramos que el índice de refracción del estireno es precisamente $1,4162\pm0,08$, donde el error absoluto fue calculado con propagación de error³ sobre la fórmula usada.

El valor teórico está en 1.5916, lo cual demuestra un error absoluto del 11 %, lo cual no está mal al considerar

las distintas fuentes de error. Estas fuentes de error confluyen en la aguja del receptor, la cual es muy sensible y puede ser perturbada por factores ambientales electromagnéticos o por factores físicos como el movimiento de la mesa, el cual no era nada suave dada la fricción con los instrumentos.

C. Polarización

En este experimento no necesitabamos calcular ningún valor experimental, sino verificar que se cumplía la relación de intensidad para el paso de luz a través de uno o dos polarizadores. Dicha relación puede ser recordada con las ecuaciones 5 y 6.

En primera instancia se midió la relación de polarización sin polarizadores. Esto se pudo hacer dado que el emisor emitía luz polarizada, y el receptor estaba polarizado, es decir, solo detectaba la componente de la luz que llegaba que era paralela a su dirección de polarización. En este caso, se pudo cubrir un rango amplio con bastantes mediciones, lo cual está consignado en la tabla II.

Tabla II: Intensidad de polarización a diferentes ángulos.

$\theta(\pm 1^o)$	$I(\pm 0.2 \cdot 10^{-1} mA)$
0	0.0
10	0.2
20	1.0
30	2.4
40	4.4
50	6.2
60	7.2
70	8.6
80	9.2
90	9.6
100	9.2
110	8.4
120	7.4
130	6.2
140	4.2
150	2.4
160	0.8
170	0.2
180	0.0

Dado que no debemos cuantificar nada, lo único que resta hacer es una gráfica de los puntos comparada con la gráfica teórica de la relación de la ecuación 5. Cabe resaltar que la escala angular estaba desfasada un valor de 90° y los datos se tomaron con esta escala. En otras palabras, en 0°, el receptor y el emisor tenían polarizaciones perpendiculares. Para graficar los datos con la relación es necesario tener en cuenta este desfase. Esta gráfica se puede apreciar en la figura 11.




Figura 11: Intensidad contra ángulo de polarización

En esta figura se puede apreciar la gran correlación de la relación de interferencia con los datos obtenidos. Eso se lo podemos atribuir a la simplicidad del montaje, que no contaba con otros elementos que provocaran fuentes de error además de los necesarios emisor y receptor.

En segunda instancia, medimos esta misma curva de intensidad contra ángulo de polarización preparando el emisor y receptor en direcciones de polarización paralela, esta vez, superponiendo un polarizador metálico en el medio al cual se variaba su dirección de polarización. En este caso, dada la polarización intrínseca del emisor y el receptor, esto equivale a un montaje con dos polarizadores, por lo que la ecuación que aplica aquí es la 6. Debido a que tenemos al emisor y al receptor preparados en ángulos paralelos, para aplicar la ecuación, tendremos la condición $\theta_2 = 0$. Dicha ecuación tendrá entonces una dependencia de $\cos^4(\theta_1)$. Cabe resaltar que esta vez se cambió el ángulo del polarizador de metal manualmente sin tener una escala angular de referencia, por lo que los errores de ángulo pueden ser bastante grandes. Los datos obtenidos en este experimento se encuentran entonces en la tabla III y la gráfica de los datos y su respectiva relación funcional se encuentran expuestas en la gráfica 12.

En esta gráfica se puede apreciar otra vez la buena dependencia predicha por la respectiva relación de intensidad dada por la respectiva ecucación. La curva entra en general en el rango dado por los errores, sin embargo, es preciso decir que dichos errores están siendo de todas maneras subestimados, especialmente el del la medición de intensidad, la cual variaba mucho con perturbaciones

Tabla III: Intensidad de polarización a diferentes ángulos. Emisor-Receptor en orientación paralela

$\theta(\pm 5^{\circ})$	$I(\pm 0.2 \cdot 10^{-1} mA)$
0	7.8
22.5	6.0
45	2.2
67.5	0.4
90	0.0




Figura 12: Intensidad contra ángulo de polarización Emisor-Receptor en orientación paralela

físicas de la mesa o ambientales electromagnéticas.

En última instancia, para el experimento de polarización, preparamos el emisor y el receptor en estados con dirección de polarización perpendicular. De la misma manera superpusimos un polarizador metálico al que variábamos su ángulo de polarización. En este caso, la ecuación que gobierna la curva de intensidad contra el ángulo de orientación de polaridad, es la misma ecuación 6. Sin embargo, dada la perpendicularidad de las direcciones del emisor y el receptor, la condición aca es $\theta_2 = 90^{\circ}$. Así, la relación mencionada queda proporcional a $(\sin(\theta_1)\cos(\theta_2))^2$. Los datos obtenidos se encuentran en la tabla IV.

En este caso se tomaron únicamente 3 datos que verifican de una buena manera la relación intensidad contra los ángulos de polarización. En este caso podemos ver que cuando pusimos el polarizador metálico a 0^o y a 90^o no se detectó señal en el emisor. Esto se debe a que en un caso $\sin(\theta_1) = 0$ y en el otro caso $\cos(\theta_1) = 0$. Esto

Tabla IV: Intensidad de polarización a diferentes ángulos con el emisor-receptor en orientación perpendicular

$\theta(\pm 5^{\circ})$	$I(\pm 0.2 \cdot 10^{-1} mA)$
0	0.0
45	2.4
90	0.0

confirma indirectamente la ecuación 6. En el caso de 45°, ninguno de los elementos se cancela, por lo cual obtuvimos un resultado no nulo que también confirma la ya mencionada ecuación.

D. Interferencia a Doble Rendija

En este experimento cuantificamos el patrón de interferencia del experimento de doble rendija variando dos veces la distancia entre las rendijas. En primera instancia usamos una distancia de separación $d_1 = 10,5cm$ para lo cual obtuvimos un buen patrón de interferencia. En segunda instancia, separamos las rejillas una distancia $d_2 = 7,4cm$, y debido a la relación en la ecuación 7, los mínimos de interferencia estaban más separados por lo que el patrón se veía más difuso. Los datos obtenidos se encuentran en la tabla V.

Tabla V: Patrón de interferencia para d_1 y d_2

$\theta(\pm 3^{o})$	$I_1(\pm 0,2 \cdot 10^{-1} mA)$	$ \begin{array}{c} I_2(\pm 0,2 \cdot \\ 10^{-1}mA) \end{array} $	
0	10.0	10.0	
5	4.4	4.0	
10	0.1	0.8	
15	2.0	0.2	
20	3.0	1.0	
25	2.0	1.2	
30	0.2	0.2	
35	1.0	0.0	
40	0.4	0.0	
45	0.2	0.2	
50	0.4	0.4	
55	0.2	0.2	
60	0.2	0.0	
65	0.0	0.0	
70	0.0	0.0	
75	0.2	0.0	
80	0.0	0.0	
85	0.0	0.0	

En este caso se escogieron 3º como error absoluto en la medida del ángulo, porque experimentalmente, en este rango, el receptor arrojaba señales muy similares.

Una buena manera de proceder en este análisis de datos sería hacer un ajuste funcional de los datos teniendo en cuenta que estos deberían cumplir la ecuación de difracción de Fraunhofer superpuesta con la ecuación de intensidad para doble rendija, y luego mirar los mínimos de acuerdo al ajuste. Sin embargo, este ajuste no logró ser realizado con precisión. Una de las razones la falla del ajuste es que la ecuación para intensidad en términos del ángulo tiene una dependencia funcional de $\frac{\sin{(\alpha\theta)}}{2}$ lo cual tiene complicaciones numéricas alrededor de $\theta = 0$. Otra de las razones para la falla del ajuste, es que para poder aplicar la relación de interferencia, se necesita que los caminos de las ondas sean muy similares para que la diferencia de intensidades en el punto de interferencia sea despreciable. Esto se cumple cuando se mira el patrón de interferencia a una distancia D mucho mayor que la separación de las rendijas d, lo cual no se cumplía para nuestro experimento. Por esto, se procedió a encontrar los mínimos del patrón de interferencia manualmente para mirar cómo cumplen la relación de interferencia dada por la ecuación (7).

Los datos pueden ser apreciados de manera más gráfica en las figuras 13 y 14.




Figura 13: Patrón de interferencia para $d_1 = 10,5cm$

De aquí se pueden deducir manualmente los primeros tres mínimos de cada partrón, los cuales están dados por la tabla VI. Para los mínimos de orden mayor, el patrón de interferencia se vuelve muy ténue, y a falta de un ajuste, los mínimos ya no pueden ser determinados manualmente.

Si se toma el $\sin \theta$ para cada mínimo y se grafican los valores de la tabla anterior, se puede apreciar la relación lineal dada por la ecuación (7). Esta gráfica puede ser ajustada linealmente y los resultados se aprecian en la gráfica 15.




Figura 14: Patrón de interferencia para $d_2 = 7,4cm$

Tabla VI: Mínimos de interferencia para d_1 y d_2

n	$\theta_1(\pm 3^o)$	$\theta_2(\pm 3^o)$
1	10	15
2	30	35
3	45	60




Figura 15: Relación de interferencia para d_1 y d_2

De este ajuste lineal es importante notar que los valores de corte con el eje y son muy pequeños, como es esperado de una relación lineal como la ecuación 7. Además de esto, se puede obtener un estimado del error en la pendiente, dado por el ajuste. En este sentido, el valor de pendiente en cada caso está dado por $m_1 = 0.2667 \pm 0.034$ y $m_2 = 0.300 \pm 0.006$.

Finalmente, para sacar el estimado de longitud de onda en cada caso solo es necesario multiplicar por las respectivas distancias d_1 y d_2 . En este caso, teniendo en cuenta que el error asociado a cada medida de distancia es de 0,1cm, haciendo la respectiva propagación de error, obtenemos las longitudes de onda dadas por $\lambda_1 = 2,79 \pm 0,36cm$ y $\lambda_2 = 2,22 \pm 0,05cm$.

De estos valores, es importante notar que respecto al valor teórico de λ , el primero cae en el rango de error y el segundo no. Esto se debe a la difusión del segundo patrón antes mencionado y al error humano introducido por la determinación manual de los mínimos de interferencia, lo cual era más dificil de determinar en dicho patrón. Por otra parte, los errores relativos al valor teórico están dado por $2,1\,\%$ y $22,1\,\%$ respectivamente.

E. Ondas estacionarias

En este experimento tomamos el valor de longitud de onda de las microondas generadas por el emisor midiendo la distancia de separación de un número determinado de máximos de señal de onda estacionaria usando el mismo receptor como reflector parcial. Replicamos este experimento variando el número de máximos medidos, y los resultados, con sus respectivos errores, se encuentran en la tabla VII.

Tabla VII: Máximos de ondas estacionarias

NMaximos	$x_0(cm) \pm 0.1cm$	$x_f(cm) \pm 0.1cm$	$\lambda_{exp}(cm)$
20	56	27.1	2.890 ± 0.01
30	56	9.9	3.073 ± 0.006

Aquí, dado que la relación es lineal, y al igual que el experimento de Fabry-Perot y de Michelson, está dada por la ecuación 9, los errores tomados para los valores de la longitud de onda λ fueron tomados con esta misma ecuación teniendo en cuenta únicamente el error aportado por el límite de resolución de la regla utilizada.

Los errores absolutos asociados a la medición son muy pequeños, pero esto se debe a que no pudimos cuantificar la fuente más importante de error en este experimento, la cual provenía del receptor. En este caso determinar un máximo o un mínimo en la escala de intensidad analógica del receptor era muy difícil dado que este instrumento era muy sensible y tenía muchas fluctuaciones. Estas fluctuaciones se pueden deber a la contaminación electromagnética ambiental, o que a veces, nuestros mismos cuerpos podían actuar como reflectores y afectar la medición. Además, la mesa no era tan lisa para poder mover el espejo conductor de una manera suave que no perturbara la aguja de la medida.

El valor teórico de la longitud de onda emitida por estos instrumentos está dado por $\lambda_{teo}=2,857cm$, por lo que podemos deducir que el error relativo a la medida de λ en cada caso, está dado por $0,5\,\%$ y $7,7\,\%$. De estos resultados es interesante notar que la medida que debía dar menor error relativo (la de 30 máximos) debido al poco error absoluto, dio mayor error. Esto se debe principalmente a que a medida que se alejaba el receptor, la onda tenía que viajar más y perdía intensidad, por lo que los máximos y mínimos se hacían cada vez más difíciles de distinguir. En un punto alejado donde la señal de los instrumentos es baja, las fuentes de error anteriormente mencionadas se tornan más influyentes.

F. Espejo de Lloyd

En este experimento medimos indirectamente la longitud de onda de las microondas al medir directamente la distancia entre distintos máximos de interferencia en el montaje del espejo de Lloyd. En este caso, hicimos dos réplicas del experimento, cuyas especificaciones se encuentran en la tabla VIII.

Tabla VIII: Máximos en el espejo de Lloyd

NMaximos	$x_0(cm) \pm 0.1cm$	$x_f(cm) \pm 0.1cm$	$\lambda_{exp}(cm)$
10	10	41.5	2.78 ± 0.02
8	11.2	39.1	2.64 ± 0.02

Para cada caso se tomaron dos valores de distancia de separación perpendicular y se tomó su diferencia. Esto es equivalente a usar dos veces la ecuación 8 para distintos valores de d y dejarla en términos de la diferencia de dos enteros, es decir, otro entero que representa el número de máximos entre las dos posiciones. Los errores puestos en la tabla fueron estimados con propagación de error y son del mismo orden de magnitud, dado que no se cambió mucho la réplica.

Si comparamos con el valor teórico, podemos obtener los errores relativos. Estos son del 2,6 % y del 7,5 %. En este caso, el experimento tiene las mismas fuentes de error que el experimento de las ondas estacionarias, y además, añadimos, o más bien le damos mayor importancia a la disminución de la amplitud reflejada en el espejo que hace que no pueda ser bien comparada con la que va directamente hacia el receptor. Esto modifica un poco la relación para la interferencia destructiva y provoca error. Además debemos decir que debido a que la relación de

interferencia era no lineal, a medida que alejabamos el espejo, la distancia entre los máximos se reducía cada vez más, y esto, junto a la disminución de la amplitud, dificultaba en gran medida la determinación y el conteo de dichos máximos. A pesar de todo, para este montaje complicado, los errores no fueron exagerados.

G. Interferómetro de Fabry-Perot

El experimento de Fabry-Perot es muy similar al de las ondas estacionarias, sin embargo, esta vez usamos reflectores parciales en vez del propio receptor como espejo. En este caso, la relación de interferencia es igual a la de ondas estacionarias y a la del interferómetro de Michelson. Se procedió de la misma manera en que se procedió en los experimentos de determinación de longitud de onda pasados. Los datos obtenidos se encuentran consignados en la tabla IX.

Tabla IX: Máximos en el interferómetro de Fabry-Perot

NMaximos	$x_0(cm) \pm 0.1cm$	$x_f(cm) \pm 0.1cm$	$\lambda_{exp}(cm)$
10	55.3	41.0	2.86 ± 0.005
10	39.5	25.5	2.82 ± 0.005

Debido a que la relación aquí es lineal, aplicamos esta relación a los errores también, y obtuvimos de igual manera errores muy pequeños debido a que no era posible cuantificar las otras fuentes de error. El error relativo de estas medidas con respecto al valor experimental están dados por 0.1% y 1.2%. Estas medidas de error son muy pequeñas debido a la sencillez del montaje y a la relación lineal que lo gobierna. En este caso, la señal recibida era muy clara y a pesar de las fluctuaciones de la aguja por diferentes factores, se pudo determinar con gran precisión los máximos y mínimos de interferencia. El uso de reflectores parciales planos en vez de la trompa del receptor como espejos disminuyó en gran medida el error.

H. Interferómetro de Michelson

Este experimento es análogo al de Fabry-Perot, solo que para evitar confusiones, las ondas que interfieren se hacen tomar caminos perpendiculares. En este caso procedimos de igual manera que en el experimento de Fabry-Perot y de los demás experimentos de interferometría. Los datos obtenidos en este caso se encuentran en la tabla X.

Los errores relativos asociados a estos experimentos son 0.1% y 0.5%, lo cual era de esperarse, pues se trata de un experimento muy análogo al de Fabry-Perot.

Tabla X: Máximos en el interferómetro de Michelson

NMaximos	$x_0(cm) \pm 0.1cm$	$x_f(cm) \pm 0.1cm$	$\lambda_{exp}(cm)$
10	43.0	28.7	2.86 ± 0.005
10	45.7	31.5	2.84 ± 0.005

IV. CONCLUSIONES

- Durante la práctica se evidenció que la configuración del montaje es muy importante para la obtención de resultados, mucho más que en otras pácticas de laboratorio. Para una misma medición en un mismo montaje, el error relativo podía variar entre 0.3 % y 10 % con sólo cambios menores y ajustes pequeños. Esto se debe principalmente a los factores ya mencionados que afectaban la aguja del medidor y por tanto la medida. Además, en varios montajes, debido a que el equipo es bastante grande, la mesa en varios casos se quedaba pequeña.
- Se comprobaron cuantitativamente y cualitativamente los fenómenos ondulatorios de las microondas con éxito. Los fenómenos de refracción, reflexión, interferencia, difracción y polarización se pudieron apreciar con claridad. La determinación de la longitud de onda se pudo realizar con mucha exactitud en todos los casos y la fibra óptica demostró varios de sus fenómenos característicos y su utilidad en aplicaciones modernas.
- Cabe notar que la base del experimento es fundamental, la mesa en varias ocasiones se movía y el detector era tan sensible que la aguja cambiaba su posición con pequeños agitaciones de la mesa. De la misma forma, como se requería en muchos experimentos mover los detectores para estudiar el comportamiento de las ondas a diferentes distancias, la aguja podía moverse con el movimiento de la mesa cuasado por la fricción entre el detector y la mesa misma.
- Las aproximaciones hechas para los modelos en ocasiones no se cumplían. Esto se pudo ver claramente en el experimento de difracción, donde, para apreciar el patrón, se debería cumplir que la distancia entre rejillas sea mucho menor a la distancia de la fuente con el detector. Esto no se cumplía puesto que la mesa era demasiado corta para tal propósito.
- A pesar de las fuentes de error mencionadas previamente, el laboratorio resultó ser de gran utilidad en términos académicos. El equipo empleado es fácil de manipular y los fenómenos ondulatorios pueden percibirse con poca distorsión proveniente de todas las fuentes de error mencionadas.

* Electronic address: a.hernandez105@uniandes.edu.co
** Electronic address: d.sanchez462@uniandes.edu.co

 2 David J. Griffiths, Introduction to electrodynamics 4Ed. $^3\,$ Taylor, J.R., An Introduction to Error Analysis. University Science Books, Sausalito, California. 2nd edition, 1982.

⁴ Imagen obtenida de http://sirius.ucsc.edu/demoweb/optics/wave.pl

 $^{5}\,$ Imagen obtenida de la guía Microwave Optics.

 6 El análisis de esta sección fue sugerido por el estudiante Jesús D. Prada G.

 $^{^{\}rm 1}$ Guía $\it Microwave~Optics~$ proporcionada para el desarrollo del laboratorio.